



Modalitäten und Merkmale	CS 9300 Select	CS 9300C Select	CS 9300	CS 9300C
Panorama, Kiefergelenks-Aufnahmen, Sinusbilder	✓	✓	✓	✓
Fernröntgen	Erweiterbar auf Fernröntgen	✓	Erweiterbar auf Fernröntgen	✓
DVT-Bildgebung	✓	✓	✓	✓
Größe des 3D-Volumens (cm)	5 x 5, 8 x 8, 10 x 5, 10 x 10	5 x 5, 8 x 8, 10 x 5, 10 x 10	5 x 5, 8 x 8, 10 x 5, 10 x 10, 17 x 6, 17 x 11, 17 x 13,5	5 x 5, 8 x 8, 10 x 5, 10 x 10, 17 x 6, 17 x 11, 17 x 13,5

Anwendungsbereiche	CS 9300 Select	CS 9300C Select	CS 9300	CS 9300C
Allgemeine Praxis	• •	• •	•	•
Endodontie	• •	• •	•	•
Implantologie	• • •	• • •	• • •	• • •
Parodontologie	• • •	• • •	• • •	• • •
MKG	• • •	• • •	• • •	• • •
KFO		• • •		• • •
Radiologiezentren	• •	• •	• • •	• • •

• Gut •• Besser ••• Herausragend

Bitte beachten Sie: Die oben vergebenen Punkte sind lediglich als Empfehlung aufgrund der Rückmeldung von Branchenvordnern und Anwendern zu verstehen.

Ein Punkt bedeutet, dass das System die grundlegenden Anforderungen für die Anwendung erfüllt; drei Punkte kennzeichnen das am besten geeignete Produkt.